

可以测量诸如小麦粉、荞面、淀粉、砂糖、药品、滑石粉、石灰、水泥等各种粉体的白度。将试件放入试件盒内，如果插进测量端，就可立即数字显示白度。内置微型计算机将自动地调整灵敏度，所以任何人都可以简单地使用。

●规格

测量方式

测量对象

测量范围

样品重量

显示方法

光源

功能

电源

功率

尺寸、重量

附件

**C-130**

反射率测量式

各种粉体

5.0-120.0

约 5.5g (淀粉)

数码显示 (荧光显示管、最小显示位 0.1)

蓝色 LED

用户标准曲线、灵敏度调整通知、平均值、打印机输出

AC100-120V、AC220-240V (50/60Hz)

最大 16W、通常 4W

375(W)×220(D)×250(H)mm、7.0kg

白度标准板、样品盘×5、样品盘盒、勺、刷子、清洁刷、吹刷、玻璃擦、电源南